



Contamos con servicio técnico para clínicas dentales, especialista en instrumental rotatorio para toda España a través de mensajería, elaborando un presupuesto de reparación sin coste y sin compromiso, recordando también que los portes de recogida por paquetería son sin cargo. También ofrecemos servicio técnico de reparación in-situ para clínica dental en toda Cataluña, dando cobertura en ámbito nacional para reparación de rotatorio.

Además, contamos con una amplia gama de aparatología tanto para clínica dental como laboratorio protésico en nuestra web, desde sillones dentales, compresores, cirugía, implantología, rotatorio... hasta el más mínimo detalle, pequeños artículos de fantasía dental; orientado a niños o pequeños obsequios para sus pacientes.

SILLON DENTAL
MODELO U-100 S



EXCELENTES PRESTACIONES DONDE
CALIDAD - PRECIO CONVERGEN

SILLON DENTAL MODELO U-100 S

DALTECH

ESPECIFICACIONES

- Sillón disponible en versión: Colibrí (S) y Colgantes (X)
- Equipo totalmente neumático
- Grupo hídrico solidario al sillón de gran estabilidad y perfecta ergonomía.
- 2 posiciones de trabajo programables para 3 doctores indistintamente.
- Almohadilla de silicona para la bandeja de los instrumentos.
- Pedal multifunción.
- Preparación para aspiración húmeda con desague para escupidera.
- Escupidera de cerámica orientable.



- Sillón de movimientos sincronizados Trendelenburg, supersilencioso.
- Actuadores independientes (subida-bajada e inclinación)
- Mecanismo de protección integral.
- Tapicería sin costuras
- Brazo derecho sillón escamoteable para el acceso del paciente. (Opcional)

**1 AÑO GARANTIA
TOTAL**



Diseño Ergonómico.

Diseño Higiénico de fácil limpieza.

Excelentes prestaciones y múltiples funciones.

Tecnología de última generación estable y fiable.

SILLON DENTAL MODELO U-100 S



Grupo Hídrico:

- Escupidera de cerámica, orientable, desmontable y de fácil limpieza.
- Caños barrido de taza y llenado del vaso automáticos y programables.



Reposacabezas

- Ergonómico logrando mejor posición del paciente y permitiendo al doctor mayor comodidad de trabajo.
- Doble articulación.
- Regulable en altura y posición (para pacientes en silla de ruedas)
- Segundo modelo con inclinación lateral (opcional)

DALTECH



- Soporte instrumento adicional
- Teclado con funciones de control del sillón, posición de salida y enjuague, lámpara operativa, llenado vaso.
- Grupo asistente con brazo simple.

Grupo Asistente

- Soporte con sensores de inducción para manguera aspiración.
- Manguera de aspiración quirúrgica
- Manguera Aspiración Salivador.
- Preparación para aspiración húmeda.
- Jeringa 3 funciones.



Grupo Doctor:

- 1 Jeringa 3 Funciones recta
- 1 Ultrasonido Siger DS, con LED, compatible Satelec.
- 1 Micromotor Neumático Spray interno 40.000 rpm.
- 2 Mangueras para turbina con LED.
- Pértigas con enclavamiento para instrumentos en modelo Colibrí (S).
- Soporte manguera con válvula neumática en todos los modelos: Colibrí (S) y Mangueras Colgantes (X).
- Teclado capacitivo para control de funciones:
- Movimientos del sillón, accionamiento lámpara, posición salida y enjuague, 2 posiciones programables de trabajo hasta para 3 doctores, tiempo de llenado vaso, tiempo barrido taza.

SILLON DENTAL MODELO U-100 S



Lámpara

-Lámpara operativa de LED SWG dicroica, orientable 270° . -Visor de luz para evitar la Polimerización. -Sensor de movimiento encendido/paro. -4 Intensidades de luz.



Pedal

-Pedal multifunción con válvula proporcional para turbinas y motor, joystick sillón, botones espray y chip blower, 2 botoneras lateral para posiciones de trabajo, salida y escupidera.

DALTECH



Taburete Doctor (incluido con el equipo)



Taburete Asistente (opcional)



TAPICERIAS DE SERIE A ESCOGER :

-H1 Azul Claro -H2 Azul Marino -
H7 Aguamarina -H11 Plata.

Resto de tapicerías consultar plazo de entrega.